

Колдонууга көрсөтмөлөр

Колдонуу чөйрөсү — оториноларингология. Каражат 2 жаштан жогору балдарга жана чоңдорго ЛОР ооруларынын алдын алуу жана комплекстүү дарылоо үчүн мурун көңдөйүн сугарып жана жууп тазалоо жолу менен колдонулат. Каражат төмөнкү учурларда колдонулат:

Мурун көңдөйүнүн, мурун кошумча көңдөйлөрүнүн жана мурун-жуткучтун жугуштуу, аллергиялык жана атрофиялык мүнөздөгү курч жана өнөкөт сезгенүүсүндө (комплекстүү дарылоо жана алдын алуу максатында):

-курч жана өнөкөт риниттер (мурун агуу);

-курч жана өнөкөт синуситтер (анын ичинде гайморит);

-курч жана өнөкөт аденоидиттер;

-аллергиялык жана вазомотордук риниттер;

*Респиратордук инфекциялардын (грипп, сасык тумоо жана башкалар) алдын алуу жана комплекстүү дарылоо;

*Мурун көңдөйүндө жана кошумча көңдөйлөрүндө жасалган хирургиялык кийлигишүүлөрдөн кийин пайда болгон абалдарды алдын алуу жана комплекстүү дарылоо.

Каршы көрсөтмөлөр

Каражаттын курамындагы компоненттерге жеке чыдамсыздык.

Кош бойлуулук жана эмизүү маалында колдонуу

Кош бойлуулук жана эмизүү каражатты колдонууга каршы көрсөтмөлөргө кирбейт.

Колдонуу ыкмасы

Каражат интраназалдык (мурун аркылуу) колдонулат. Мурун көңдөйүн жуу күнүнө орточо эсеп менен 3–4 жолу, зарыл болсо — андан көп жүргүзүлөт. Колдонуу узактыгы жана жыштыгы чектелбейт.

Маанилүү! Жуу процедурасы учурунда адам дем албашы, сүйлөшпөшү жана кыйкырбашы керек.

2 жаштан жогору балдар жана чоңдор үчүн колдонуу нускамасы:

1. Жууну отуруп же туруп, вертикалдуу абалда жүргүзүңүз.

2. Баш түз болуп, бир аз алдыга жантайышы керек. Артка эңкейтип болбойт.

3. Баллондун учун оң мурун тешигине салыңыз.

4. Спрейди бир нече секундга басып туруңуз — бул мурундун оң тарабын жууйт.

5. Калган суюктукту мурун тазалоо (шыпыртма же аспиратор менен) аркылуу алып салыңыз.

6. Сол жак мурун көңдөйүнө ушул эле ыкма менен кайталаныз.

7. Зарыл болсо процедураны кайра кайталаңыз.

Сактоо шарттары

Кургак жана түз күн нурунан корголгон жерде, 5 °Сден 25 °Сге чейинки температурада сактоо керек.

Балдар жетпеген жерде сакталууга тийиш.